


Slide.Fit | Enfile-prothèses

La solution idéale pour les amputés fémoraux portant une prothèse de contact. La plupart des autres systèmes de mise en place favorisent le mauvais positionnement des chairs dans l'emboîture. Le matériau du Slide.Fit est si glissant qu'il convaincra n'importe quel amputé que chausser sa prothèse est un jeu d'enfant.



©Copyright 2016, OKO Solution S.A.S., Rousset - France - 16/12/2016

Slide.Fit

Matériau

- Tissu : 100 % polyamide (PA)
- Revêtement : 100 % polyuréthane (PUR)

Références

circ. moignon à l'extr. distale	circ. moignon partie sup. proth.	Longueur Slide.Fit	Couleur Surpiqûre	Références
24cm	40 cm	43 cm	Jaune	DEZIN/XS
26 cm	44 cm	50 cm	Rouge	DEZIN/S
28 cm	56 cm	50 cm	Bleu foncé	DEZIN/M
30 cm	68 cm	50 cm	Vert	DEZIN/L
36 cm	76 cm	52 cm	Bleu ciel	DEZIN/XL
38 cm	88 cm	60 cm	Orange	DEZIN/XXL

Streifeneder 
ortho production