



#APARTOFOYOU

*Confetti*

ESTHÉTIQUES DE PROTHÈSES TIBIALES ET FÉMORALES



© Copyright 2023 - OKO Solution - Roussier - France - 07/07/2023 - Sous réserve de modifications techniques et de droits d'impression



OKO Solution S.A.S - Distributeur Exclusif France et DROM COM des esthétiques Id Ethnos

[www.okosolution.fr](http://www.okosolution.fr)



## EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ

COLLECTION CONFETTI PRÉSENTATION ..... 4

## CONFETTI TRANS-FÉMORALE

FICHE TECHNIQUE CONFETTI+ ..... 5

RÉFÉRENCES ET COLORIS ..... 6

LISTE DE GENOUX COMPATIBLES ..... 6

## CONFETTI TRANS-FÉMORALE

FICHE TECHNIQUE CONFETTI ..... 7

RÉFÉRENCES ET COLORIS ..... 8

LISTE DE GENOUX COMPATIBLES ..... 8

## CONFETTI TRANS-TIBIALE


FICHE TECHNIQUE ..... 9

RÉFÉRENCES ET COLORIS ..... 10



**OKO SOLUTION** le choix des plus grandes marques de l'orthopédie mondiale. **Prothèses, Orthèses, Matériaux, Machines**, une offre unique sur le marché du grand appareillage avec une gamme complète et diversifiée de plus de 10000 références, adaptées à chacune de vos problématiques.

### Informations de commandes

Un service de livraison qui prend en charge vos produits le jour même. 80 % des commandes sont livrées en moins de 24 h depuis notre entrepôt. Nos partenariats avec , TNT et Chronopost vous assure une fiabilité de livraison en France et dans les DROM COM.

Toutes les commandes doivent être envoyées par email à [commandes@okosolution.com](mailto:commandes@okosolution.com), par téléphone au 04 88 19 60 10 ou par Fax au 04 42 29 50 43



## EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ

*Selon votre style et vos envies*

**OKO Solution** a sélectionné pour vous les esthétiques colorées et personnalisables de **Id Ethnos** (Brésil).

**La Collection CONFETTI améliore l'essentiel, l'estime de soi.** La mousse esthétique recrée le volume naturel de la jambe.

**Il n'interfère ni sur la fonction du genou ni sur celle du pied.** Il est léger et très résistant.

***Confetti est une esthétique offrant ainsi à chacun, la possibilité de vivre pleinement selon son style et ses envies.***

A chacun son style d'esthétique : mode, branché, sport, classique, élégant, casual.

En plus de rendre le volume de jambe aux personnes amputées, Confetti est un véritable atout de style pour le quotidien, aussi simple que de changer de vêtement.

**L'esthétique de prothèse s'emboîte et s'ajuste très facilement grâce aux deux parties qui s'aimantent et se vissent en toute simplicité.**

La collection Confetti, c'est **plus de 13 coloris pour 169 combinaisons** possibles, au gré des saisons, des tendances, et des goûts de chacun.

En choisissant l'esthétique Confetti, vous optez pour la solidité (garantie 2 ans), le design, la personnalisation et le confort.

**CONFETTI** est également la première esthétique à remporter **trois des plus prestigieux prix internationaux de design** : **Le Red Dot Award 2017**, un lion de bronze au **Festival de la Créativité de Cannes**, et le prix de design le plus prestigieux et prisé au monde **IF Design Award 2018**.



reddot award 2017  
best of the best



# COLLECTION CONFETTI TF ET TT

La première Esthétique Design, Résistante, Garantie 2 ANS



*« Pour profiter des beaux jours et de l'été, affichez des couleurs flashy ! »*



*Pour un événement, une soirée, optez pour l'élégance et la sobriété avec des couleurs en accord avec votre tenue.*

*Quoique vous fassiez, où que vous soyez, vous trouverez votre style avec les esthétiques Confetti !»*



## ESTHÉTIQUES CONFETTI+ FÉMORALES

### EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ



#### CARACTÉRISTIQUES

- 4 coloris
- **Matériau** : Mousse de Polyuréthane injectée
- **Connexion** : 2 aimants + 2 vis
- **Poids** : moins de 550 g
- **Nettoyage et entretien facile**
- Ajustable
- Taille Unique
- Unisexe
- **Garantie 2 ans**
- **Aqua compatible**

#### AVANTAGES

- **Ne limite pas le mouvement du pied**
- Ne limite pas la fonction du genou
- **N'interfère pas avec la restitution d'énergie du pied**
- **Pré-découpe** pour faciliter le réglage
- Donne la forme naturelle de la jambe
- Simple à mettre en place
- **Design innovant**
- Personnalisable
- Résistant

**GARANTIE  
2 ANS**

VUE INTERNE  
POSTÉRIEURE

VUE INTERNE  
FRONTALE



**2 VIS DE VERROUILLAGE**  
SELON L' ACTIVITÉ

**SYSTÈME MAGNÉTIQUE**  
POUR UNE FIXATION  
SIMPLE ET RAPIDE

**LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE**  
POUR S'AJUSTER AU PIED

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


HAUTEUR PARTIE FRONTALE	<b>51 cm</b>	PROFONDEUR PARTIE POSTÉRIEURE	<b>5,5 cm</b>
LARGEUR TOTALE PARTIE FRONTALE	<b>11 cm</b>	HAUTEUR DU TUBE MIN.	<b>15 mm</b>
PROFONDEUR PARTIE FRONTALE	<b>6,5 cm</b>	DIAMÈTRE DU TUBE	<b>30 à 34 mm</b>
HAUTEUR PARTIE POSTÉRIEURE	<b>42,5 cm</b>	POIDS TOTAL	<b>600 g</b>

# ESTHÉTIQUES CONFETTI+ FÉMORALES

EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ



**CONFETTI AK**  
NOIR  
ICFPAK-BLK



**CONFETTI AK**  
BEIGE  
ICFPAK-BG



**CONFETTI AK**  
LIGHT BEIGE  
ICFPAK-LTBEIGE



**CONFETTI AK**  
BROWN  
ICFPAK-BROWN

## LISTES DE GENOUX COMPATIBLES

### OKO SOLUTION / TEH LIN

TGKIP50	COMPATIBLE
TGK4001	COMPATIBLE
TGK4002	COMPATIBLE
TGK4P00AW	COMPATIBLE
TGK4P00P	COMPATIBLE
TGKRPI	COMPATIBLE
TGK4P10	COMPATIBLE
TGKS050	COMPATIBLE
TGKSP50	COMPATIBLE
TGKSP5I0	COMPATIBLE
TGKSP50HA	COMPATIBLE
TGKSP00IC	COMPATIBLE
TK4P00	COMPATIBLE
TK4P00P	COMPATIBLE
TK4P0CH	COMPATIBLE

### OKO SOLUTION/ TEH SEN

TZGKSPC+	COMPATIBLE
TZGKSPSS	COMPATIBLE
<b>OSSUR</b>	
RHEOKNEE	COMPATIBLE
POWER KNEE	NON COMPATIBLE
TOTAL KNEE 2100	COMPATIBLE
<b>ENDOLITE</b>	
S200	COMPATIBLE
S400	COMPATIBLE
S500	COMPATIBLE
ORION	NON COMPATIBLE
MERCURY	AVEC ADAPTATIONS

### OTTOBOCK

3E80	COMPATIBLE
3R15	COMPATIBLE
3R55	NON COMPATIBLE
3R72	AVEC ADAPTATIONS
3R60	NON COMPATIBLE
3R78	COMPATIBLE
3R80	COMPATIBLE
3R90	COMPATIBLE
3R92	COMPATIBLE
3R106	COMPATIBLE
C-LEG	COMPATIBLE
GENIUM	NON COMPATIBLE
GENIUMX3	COMPATIBLE



# ESTHÉTIQUES CONFETTI FÉMORALES

## HABILLAGE DE QUALITÉ™



### CARACTÉRISTIQUES

- 13 coloris
- **Matériau** : Mousse de Polyuréthane injectée
- **Connexion** : 4 aimants + 2 vis
- **Poids** : moins de 550 g
- **Nettoyage et entretien facile**
- Ajustable
- Taille Unique
- Unisexe
- **Garantie 2 ans**
- **Aqua compatible**


### AVANTAGES

- **Ne limite pas le mouvement du pied**
- Ne limite pas la fonction du genou
- **N'interfère pas avec la restitution d'énergie du pied**
- **Pré-découpes** pour faciliter le réglage
- Donne la forme naturelle de la jambe
- Simple à mettre en place
- **Design innovant**
- Personnalisable
- Résistant

VUE INTERNE  
POSTERIEURE

VUE INTERNE  
FRONTALE

**GARANTIE  
2 ANS**



**2 VIS DE VERROUILLAGE**  
SELON L' ACTIVITÉ

**SYSTÈME MAGNÉTIQUE**  
POUR UNE FIXATION  
SIMPLE ET RAPIDE

**LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE**  
POUR S'AJUSTER AU PIED

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR	<b>48 cm</b>	PROFONDEUR PARTIE POSTÉRIEURE	<b>5 cm</b>
LARGEUR TOTALE PARTIE FRONTALE	<b>11 cm</b>	HAUTEUR DU TUBE MIN.	<b>15 mm</b>
PROFONDEUR PARTIE FRONTALE	<b>6 cm</b>	DIAMÈTRE DU TUBE	<b>30 à 34 mm</b>
HAUTEUR PARTIE POSTÉRIEURE	<b>40 cm</b>	POIDS TOTAL	<b>550 g</b>

# ESTHÉTIQUES CONFETTI FÉMORALES

EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ



CONFETTI AK  
NOIR  
ICFAK-BLK



CONFETTI AK  
NOIR ÉCLAT OR  
ICFAK-BLKGLGO



CONFETTI AK  
GRIS  
ICFAK-GRIS



CONFETTI AK  
BLANC  
ICFAK-WH



CONFETTI AK  
ROUGE  
ICFAK-RED



CONFETTI AK  
VERT POMME  
ICFAK-VPO



CONFETTI AK  
TURQUOISE  
ICFAK-TQR



CONFETTI AK  
JAUNE  
ICFAK-YW



CONFETTI AK  
TERRA COTTA  
ICFAK-TRA



CONFETTI AK  
ROSE  
ICFAK-PK



CONFETTI AK  
BEIGE  
ICFAK-BG



CONFETTI AK  
CAPPUCCINO  
ICFAK-CAP



CONFETTI AK  
BRUN  
ICFAK-BRN

## LISTES DE GENOUX COMPATIBLES

### OKO SOLUTION / TEH LIN

TGKIP50	COMPATIBLE
TGK4001	COMPATIBLE
TGK4002	COMPATIBLE
TGK4P00AW	COMPATIBLE
TGK4P00P	COMPATIBLE
TGKRPI	COMPATIBLE
TGK4P10	COMPATIBLE
TGKS0S0	COMPATIBLE
TGKSPS0	COMPATIBLE
TGKSPS10	COMPATIBLE
TGKSPS0HA	COMPATIBLE
TGKSP00IC	COMPATIBLE
TK4P00	COMPATIBLE
TK4P00P	COMPATIBLE
TK4P0CH	COMPATIBLE

### OKO SOLUTION/ TEH SEN

TZGKSPC+	COMPATIBLE
TZGKSPSS	COMPATIBLE
<b>OSSUR</b>	
RHEOKNEE	COMPATIBLE
POWER KNEE	NON COMPATIBLE
TOTAL KNEE 2100	COMPATIBLE

### OTTOBOCK

3E80	COMPATIBLE
3R15	COMPATIBLE
3R55	NON COMPATIBLE
3R72	AVEC ADAPTATIONS
3R60	NON COMPATIBLE
3R78	COMPATIBLE
3R80	COMPATIBLE
3R90	COMPATIBLE
3R92	COMPATIBLE
3R106	COMPATIBLE
C-LEG	NON COMPATIBLE
GENIUM	NON COMPATIBLE
GENIUMX3	COMPATIBLE





## ESTHÉTIQUES CONFETTI TIBIALES

EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ



### CARACTÉRISTIQUES

- 13 coloris
- **Matériau** : Mousse de Polyuréthane injectée
- **Connexion** : 4 aimants + 2 vis
- **Poids** : moins de 550 g
- **Nettoyage et entretien facile**
- Ajustable
- Taille Unique
- Unisexe
- **Garantie 2 ans**
- Aqua compatible

### AVANTAGES

- **N'interfère pas avec la restitution d'énergie du pied**
- Ne limite pas la fonction du genou
- **Pré-découpe** pour faciliter le réglage
- Donne la forme naturelle de la jambe
- Simple à mettre en place
- **Design innovant**
- Personnalisable
- Résistant

GARANTIE  
2 ANS

## FORME SYMÉTRIQUE



**2 VIS DE VERROUILLAGE**  
SELON L'ACTIVITÉ

**SYSTÈME MAGNÉTIQUE**  
POUR UNE FIXATION  
SIMPLE ET RAPIDE

**LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE**  
POUR RÉGLAGE PROXIMAL

**LIGNES DE PRÉ-DÉCOUPE**  
POUR S'AJUSTER AU PIED

# ESTHÉTIQUES CONFETTI TIBIALES


EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ



**CONFETTI TT**  
NOIR  
ICFTT-BLK



**CONFETTI TT**  
NOIR ÉCLAT OR  
ICFTT-BLKGLGO



**CONFETTI TT**  
GRIS  
ICFTT-GRIS



**CONFETTI TT**  
BLANC  
ICFTT-WH



**CONFETTI TT**  
ROUGE  
ICFTT-RED



**CONFETTI TT**  
VERT POMME  
ICFTT-VPO



**CONFETTI TT**  
TURQUOISE  
ICFTT-TQR



**CONFETTI TT**  
JAUNE  
ICFTT-YW



**CONFETTI TT**  
TERRA COTTA  
ICFTT-TRA



**CONFETTI TT**  
ROSE  
ICFTT-PK



**CONFETTI TT**  
BEIGE  
ICFTT-BG



**CONFETTI TT**  
CAPPUCCINO  
ICFTT-CAP



**CONFETTI TT**  
BRUN  
ICFTT-BRN

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

HAUTEUR	40 cm
LARGEUR TOTALE PARTIE FRONTALE	12,6 cm
PROFONDEUR PARTIE FRONTALE	6,5 cm
HAUTEUR PARTIE POSTÉRIEURE	12,6 cm
PROFONDEUR PARTIE POSTÉRIEURE	7 cm
HAUTEUR DU TUBE MIN.	15 mm
DIAMÈTRE DU TUBE	30 mm
POIDS TOTAL	500 g







# EXPRIMEZ VOTRE IDENTITÉ

VOTRE ORTHOPROTHÉSISTE



**ORTHÈSES | PROTHÈSES | MATÉRIAUX | MACHINES**

Rousset Parc II - 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset - FRANCE  
Tél : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | [commandes@okosolution.fr](mailto:commandes@okosolution.fr) | [www.okosolution.fr](http://www.okosolution.fr)