

**DAWSKIN™***L'Esthétique qui vous correspond*

Amovible, flexible et durable la **DAWSKIN™** recrée la texture et la sensation de la peau pour une esthétique élégante. Grâce à sa composition Memory-Strech© elle est rapide et facile à mettre en place. 5 tailles, 10 couleurs et 3 formes de pieds pour offrir un grand choix et trouver la **DAWSKIN™** qui vous correspond !

DAW^{toes}SKIN**DAW^{cut toe}SKIN****DAWSKIN****EZ access**
DAWSKIN**CARACTÉRISTIQUES**

- Amovible et Élastique
- Apparence et Touché de la Peau
- Mémoire Élastique pour une mise en place plus rapide
- 5 tailles : Adolescent / Petite / Small / Medium / Large
- 10 couleurs
- 3 types de pieds
- Poils personnalisés en option


DAWSKIN™**RÉFÉRENCES**

MEGA STRETCH

EZ ACCESS

DSKM

DSKEZ

**COMMENT COMMANDER**

SANS ORTEIL

• **DAWSKIN + AK/BK + TAILLE + COULEUR. EXEMPLE : DSKM-BK-P/CAUC**

ORTEILS DESSINÉS

• **DAWSKIN + T (TOES) + AK/BK + TAILLE + COULEUR + COTÉ (LEFT/RIGHT) . EXEMPLE : DSKM-T-BK-S/SHELL R**

ORTEILS SÉPARÉS

• **DAWSKIN + TS (SPLIT TOES) + AK/BK + TAILLE + COULEUR + COTÉ (LEFT/RIGHT) = DSKM-TS-AK-L/FAIR L****RÉFÉRENCES DES TAILLES**

| | CIRCONFÉRENCE (cm) | CHEVILLE (cm) | TAILLE PIED (cm) | LONGUEUR AK (cm) | LONGUEUR BK (cm) |
|-------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Adolescent | 23.17 - 26.03 | 14.60 - 17.70 | 14 - 19 | 68.58 | 50.8 |
| Petite | 29.80 - 33.02 | 18.41 - 21.59 | 20 - 25 | 73.66 | 50.8 |
| Small | 32.38 - 36.19 | 21.59 - 24.13 | 21 - 24 | 73.66 | 53.34 |
| Medium | 35.56 - 41.27 | 22.86 - 26.03 | 25 - 27 | 78.74 | 58.42 |
| Large | 41.91 - 47.60 | 24.76 - 29.21 | 28 - 30 | 86.36 | 60.96 |

* Longueur maximum du sol jusqu'en haut de l'esthétique. Mesures en centimètres.