

**GENOUILLÈRES
COPOLYMÈRE**

Cool Sleeve™



TT

L.P.P
7782425

GENOUILLÈRES DE SUSPENSION

CARACTÉRISTIQUES

- 5 Tailles disponibles
- Facile à mettre en place
- Ne limite pas la flexion du genou
- Même coloris que la DAWSKIN Caucasian
- Exclusivement en boîte distributrice de 5 unités
- Boîtes panachées disponibles (voir ci-dessous)



**DAW®
INDUSTRIES**

Taille	Référence	Largeur à plat en haut	Circonférence Cuisse Min-Max	Largeur à plat en bas	Circonférence PRO-THESE (1) Min-Max
X-Small	DGSSXS5	12 cm	de 30 à 36 cm	10 cm	de 25 à 30 cm
Small	DGSS5	14 cm	de 35 à 42 cm	12 cm	de 30 à 36 cm
Medium	DGSSM5	16 cm	de 40 à 48 cm	14 cm	de 35 à 42 cm
Large	DGSSL5	19 cm	de 48 à 57 cm	17 cm	de 43 à 51 cm
X-Large	DGSXL5	22 cm	de 56 à 67 cm	20 cm	de 51 à 61 cm

(1) Prothèse = Mesure prise sur la prothèse sous le creux poplité

Longueur

35 cm

Désignation / Références

	Tarif normal	Tarif G+*
Fix-prothèse Cool Sleeve Taille XSmall	DGSXS	DGSXS5
Fix-prothèse Cool Sleeve Taille Small	DGSS	DGSS5
Fix-prothèse Cool Sleeve Taille Medium	DGSM	DGSM5
Fix-prothèse Cool Sleeve Taille Large	DGSL	DGSL5
Fix-prothèse Cool Sleeve Taille XLarge	DGSXL	DGSXL5
Lot de 5 Fixprothèses toutes tailles (1XS/1S/1M/1L/1XL)	DGSMIX1	DGSMIX1G+
Lot de 5 Fixprothèses petites tailles (1XS/2S/2M)	DGSMIXMIN	DGSMIXMING+
Lot de 5 Fixprothèses grandes tailles(2M/2L/1XL)	DGSMIXMAX	DGSMIXMAXG+

* REMISE TARIF G+ APPLICABLE SOUS RÉSERVE DE L'ACHAT DE 2 MANCHONS COOL LINER PAR MOIS (EN MOYENNE)