



M A N C H O N S SILICONE

MANCHONS

SoftSkinAir® Duo - le confort sans compromis
 SoftSkinAir® Sport - une stabilité optimale
 SoftSkinAir® S30 - Le Manchon Silicone Doux Respirant
 SoftSkinAir® S40 - Le Manchon Silicone confortable Respirant
 SoftSkinAir® S50 - Le Manchon Silicone Respirant pour les actifs
 SoftSkinAir® TF - Le Manchon Silicone confortable Respirant



MANCHON SoftSkinAir®


LE MANCHON SILICONE RESPIRANT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

La Tradition rencontre l'Innovation

Depuis de nombreuses années, l'utilisation des manchons silicone pour les amputés tibiaux et fémoraux est le traitement le plus performant. Les manchons **SoftSkin** ont prouvé leur qualité et leur efficacité dans le traitement journalier des amputés depuis plus de 10 ans.

La combinaison d'un silicone médical et d'un textile progressif externe permet l'application sur une majorité de patients. **Le textile très résistant offre une compression constante sur toute la longueur du moignon. A l'extrémité distale, une structure de maillage spécifique minimise l'élongation, de sorte qu'il n'y ait pas besoin de renforcement à l'intérieur du silicone (matrice).**

Le manchon **SoftSkinAir®** est le premier manchon silicone respirant au monde. Des micropores spécifiques laissent passer les fluides corporels (transpiration) de la surface de la peau vers l'extérieur du manchon. Le résultat offre une peau plus sèche et une température inférieure à l'intérieur du manchon. En outre, l'adhérence entre la peau et le silicone est supérieure, ce qui accroît la sécurité des patients. Les patients ayant un problème de sudation excessive profiteront d'autant plus de la technologie du manchon **SoftSkinAir®**. Un autre avantage est que l'air emprisonné (dans une cicatrice) peut s'échapper au travers des micropores et le risque de cloques est considérablement réduit.



AVANTAGES

- Silicone médical
- Grande précision d'application (19 tailles disponibles)
- Tissu externe fonctionnel et stabilisant
- Réduction de l'élongation
- Lavable en machine (30°C)
- Respirant (SoftSkinAir®)
- Disponible avec ou sans attache distale



SoftSkinAir® Duo



TT

L.P.P
7782589

Le confort sans compromis

CARACTÉRISTIQUES

- Doux à l'intérieur et stable à l'extérieur
- **Silicone médical (dureté Shore 30/50)**
- Rembourrage doux du membre résiduel
- Transport efficace de la sueur par les micropores
- **Épaisseur de la paroi 3 mm**
- **Longueur 370 mm**
- **Attache distale en acier inoxydable**
- **Disponible dans les tailles 16 à 45**
- **Egalement disponible en tant que Softskin sans fonction Air**

EXEMPLE: SoftSkinAir® Duo

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
USDUOAIRP-TAILLE	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	AVEC ATTACHE DISTALE

Exemple référence (commande) : USDUOAIRP-16

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.



SoftSkinAir® Sport



TT

L.P.P
7782589

Une stabilité optimale

CARACTÉRISTIQUES

- Doux à l'intérieur et stable à l'extérieur
- **Dureté Shore : 40 Shore A (souple)**
- **Épaisseur de la paroi : 3 mm**
- **Longueur : 370 mm**
- **Matériau : Silicone**
- (biocompatibilité testée)
- Transport parfait de la sueur grâce aux micropores
- Silicone double couche avec une surface intérieure soyeuse
- Matrice distale supplémentaire pour plus de stabilité
- Attache distale en acier inoxydable
- Support de liner inclus

EXEMPLE: SoftSkinAir® Sport

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
USSPORTAIRP-TAILLE	28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45 / 50 / 55	AVEC ATTACHE DISTALE

Exemple référence (commande) : USSPORTAIRP-16

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.



SoftSkinAir® S30



TT

7782589

Le manchon silicone doux respirant

CARACTÉRISTIQUES

- Dureté Shore : 30
- Épaisseur : 7 mm dégressif
- Longueur : 370 mm
- Coussinage souple du moignon
- Moins de transpiration grâce aux micropores spéciaux
- Confort assuré pour un usage prolongé
- Meilleure sécurité pour le patient grâce à l'adhérence du silicone sur la peau
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)
- Raccord du pin en acier inoxydable
- Fourni avec support de séchage
- Garantie : 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

EXEMPLE: SoftSkinAir® US30 DANS LA TAILLE 36 - CODE ARTICLE : US30AIR/36

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
US30AIRP-Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	AVEC ATTACHE DISTALE
US30AIR-Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	SANS ATTACHE DISTALE

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

SoftSkinAir® S40



TT

7782589

Le manchon silicone confortable respirant

CARACTÉRISTIQUES

- Dureté Shore : 40
- Épaisseur : 7 mm dégressif
- Longueur : 370 mm
- Coussinage souple du moignon
- Moins de transpiration grâce aux micropores spéciaux
- Confort assuré pour un usage prolongé
- Meilleure sécurité pour le patient grâce à l'adhérence du silicone sur la peau
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)
- Raccord du pin en acier inoxydable
- Fourni avec support de séchage
- Garantie : 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

EXEMPLE: SoftSkinAir® US40 DANS LA TAILLE 36 - CODE ARTICLE : US40AIR/36

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
US40AIRP-Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	AVEC ATTACHE DISTALE
US40AIR-Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	SANS ATTACHE DISTALE

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

SoftSkinAir® S50



TT



Le manchon silicone respirant pour tous les actifs

CARACTÉRISTIQUES

- **Dureté Shore : 50**
- **Épaisseur :** 7 mm dégressif
- **Longueur :** 370 mm
- **Silicone ferme pour stabiliser les tissus mous**
- **Moins de transpiration grâce aux micropores spéciaux**
- **Confort assuré pour un usage prolongé**
- Meilleure sécurité pour le patient grâce à l'adhérence du silicone sur la peau
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Silicone ferme / textile technique = optimisation du contrôle pour un usage prolongé
- **Nouveau revêtement textile offrant un bon maintien (pas de matrice nécessaire)**
- Raccord du pin en acier inoxydable
- **Fourni avec support de séchage**
- **Garantie :** 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

EXEMPLE: SoftSkinAir® US50 DANS LA TAILLE 36 - CODE ARTICLE : US50AIR/36

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
US50AIRP-Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	AVEC ATTACHE DISTALE
US50AIR-Taille	16 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	SANS ATTACHE DISTALE

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.

SoftSkinAir® TF



TF



Le manchon silicone confortable respirant

CARACTÉRISTIQUES

- **Dureté Shore : 40**
- **Épaisseur :** 7 mm dégressif
- **Longueur :** 370 mm
- **Coussinage souple du moignon**
- **Grande élasticité transversale pour une parfaite adaptabilité au moignon**
- **Combinaison spéciale de tissus techniques minimisant l'élasticité longitudinale**
- **Conçu pour les patients de niveau de mobilité 1-4**
- Mise en place facile grâce au revêtement textile spécial
- Avec attache distale
- **Fourni avec support de séchage**
- **Garantie :** 9 mois satisfait ou remboursé sous 30 jours

EXEMPLE: SoftSkinAir® TFP DANS LA TAILLE 36 - CODE ARTICLE : USTFAIRP/36

RÉFÉRENCES	TAILLES DISPONIBLES	DESCRIPTION
USTFAIRP-Taille	28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45 / 50 / 55	AVEC ATTACHE DISTALE

Attention : La circonférence est mesurée à 4 cm de l'extrémité distale du moignon. Choisir la première taille inférieure disponible.



Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 ROUSSET
Tél : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr