



AIR-LOCK - VERROUS ÉTANCHES

MADE IN
USA

AQUALEG
compatible

L.P.P.
7782767



Air-Lock
PSV/AIRBIG

AK BK

Medium Air-Lock
PSV/AIRMED

AK BK AE BE PED

Small Air-Lock
PSV/AIRSM

AK BK AE BE PED

GAMME DE VERROUS ÉTANCHES

Un système à **double suspension**, léger, conçu pour **combiner confort par aspiration et sécurité par attache distale**. Le joint étanche empêche l'air d'entrer dans le fond de l'emboîture, créant ainsi une aspiration et réduisant l'effet de piston même sans genouillère.

Également disponible avec un PIN plus long pour les patients qui rencontrent des problèmes de connections.

CARACTÉRISTIQUES

- 1^{er} système étanche qui résiste à l'eau
- Ø : 3,1 cm, 4,7 cm, 5,7 cm
- Système Ultra-léger : 35g, 57 g, 84 g
- Excellente résistance: réalisé en Delrin
- Kit complet incluant le kit de stratification
- Gros diamètre de pin : évite les perforations
- Pin réglable en longueur (par rondelles)
- Garantie 2 ans

DISPONIBLE AVEC PIN LONG



PSV/AIRBIGDEEP

AIR-LOCK PROFOND



PSV/AIRMEDDEEP

MEDIUM AIR-LOCK PROFOND



PSV/AIRSMDEEP

SMALL AIR-LOCK PROFOND

AVANTAGES

- L'aspiration permet moins de traction sur le membre pour un confort accru et réduit l'usure du manchon
- Gros diamètre de Pin : évite les perforations
- Résistant à l'eau : aqua compatible
- Disponible en plusieurs tailles
- Système pour emboîture définitive et provisoire
- La gamme AIRLOCK avec valve anti-retour intégrée

SYSTÈME EASY-OFF™

MADE IN
USA

AQUALEG
compatible

L.P.P.
7782767



Verrou Easy-off™
PSV/EO

Très semblable au verrou Air-Lock™ en ce qu'il reste hermétique pour créer une aspiration dans l'emboîture, le verrou Easy-Off™ peut être utilisé avec un vide élevé. Sa conception unique de levier fait qu'il est également facile à retirer, d'une seule main, avantageux pour les personnes amputées souffrant de problèmes de faiblesse des mains, d'arthrite ou de problèmes pour atteindre le bouton de déconnexion.

AVANTAGES

- Facile à enfiler et à enlever d'une main, grâce le système de relâchement du levier
- Les matériaux étant autolubrifiants, l'usure est réduite
- Résistant à l'eau, aqua compatible
- Peut être utilisé avec un vide élevé
- Suspension par aspiration ou suspension par le vide avec la sécurité et la sûreté d'une attache distale
- Garantie 2 ans



VERROUS ET PINS VENDUS SÉPARÉMENT



QUELS SONT LES VERROUS CONCERNÉS ?

Air-Locks, Easy-Off Locks et Mini-Lock

QUELS PINS COMMANDER ?

Pour plus de détails contactez-nous

COMMENT COMMANDER LES VERROUS ET PINS COYOTE

VERROUS STANDARDS

PSV/AIRBIG : AIR-LOCK
PSV/AIRMED : MEDIUM AIR-LOCK
PSV/AIRSM : SMALL AIR-LOCK
PSV/EO : EASY-OFF LOCK



PSV/AIRBIG

PSV/AIRMED

PSV/AIRSM

PSV/EO

PINS STANDARDS - À 8 CLICK PINS (PAR LOT DE 2)



PSPIN/8PLA10

10 mm



PSPIN/8LAIT10

10 mm, LAITON PLEIN



PSPIN/8PLA6

6 mm



PSPIN/8PLA1420

1/4 x 20 mm

VERROUS PROFONDS

PSV/AIRBIGDEEP : AIR-LOCK PROFOND
PSV/AIRMEDDEEP : MEDIUM AIR-LOCK PROFOND
PSV/AIRSMDEEP : SMALL AIR-LOCK PROFOND
PSV/EODEEP : EASY-OFF LOCK PROFOND



PSV/AIRBIGDEEP

PSV/AIRMEDDEEP

PSV/AIRSMDEEP

PSV/EODEEP

PINS LONGS - À 11 CLICK PINS (PAR LOT DE 2)



PSPIN/11PLA10

10 mm



PSPIN/11LAIT10

10 mm, LAITON PLEIN

MINI LOCK (GROMMET LOCK)

PSV/MINI : MINILOCK (GROMMET LOCK)



PSV/MINI

PINS POUR MINI-LOCK (PAR LOT DE 2)



PSPIN/MINIPLA6

6 mm



PSPIN/MINILAIT6

6 mm, LAITON PLEIN



PSPIN/MINIPLA1420

1/4 x 20 mm



PSPIN/MINILAIT1420

1/4 x 20 mm, LAITON PLEIN



PSPIN/MINIPLA10

10 mm



VERROU À CORDELETTE

MADE IN
USA

AQUALEG
compatible

L.P.P
7782767



AVANTAGES

- La cordelette permet un allongement du membre lors de l'enfilage
- Le bruit d'engagement du PIN est rassurant
- Le joint torique au bout du PIN crée une prise étanche à l'air et aide à réduire le bruit de l'air
- Résistant à l'eau, aqua compatible
- Garantie 2 ans



Air-Lock™ à cordelette
PSV/AIRLOCKCORD

AK BK



Easy-off™ à cordelette
PSV/COYE0VCORD

AK BK

COYMANTA - VERROU PROXIMAL

MADE IN
USA

L.P.P
7782767

SIMPLEMENT PLUS FACILE

CONÇU POUR CONTRÔLER LA ROTATION

Le verrou Proximal exerce un verrouillage sur une plus grande surface, ce qui a pour effet de répartir le poids plus uniformément. L'adhésif inclus avec chaque verrou reste flexible même après séchage. Il facilite l'enfilage.

Verrou Proximal

PSV/COYMANTA

AK BK AE BE PED



AVANTAGES

- Permet un **contact total** dans l'emboîture
- **Contrôle de la rotation**
- Compatible avec vos adaptateurs distaux
- La dimension du verrou Proximal permet une meilleure répartition de la tension
- Une fixation flexible
- Peut être utilisé avec un anneau d'étanchéité
- Adhésif inclus avec chaque verrou
- Garantie 2 ans



WAVE SUCTION RING

MADE IN
USA



Le **Wave Suction Ring** est disponible en tailles **Small/Medium/Large/Extra-Large**.
Sa structure en vague permet d'augmenter l'adhérence
et de créer une double suspension en associant l'utilisation des verrous **COYOTE DESIGN** (**Proximal Lock**, **Summit Lock** et **Low-Pro Lock**) pour assurer un ajustement et une sécurité accrue.

RÉFÉRENCES

OKO/WSRSM : SMALL
OKO/WSRME : MEDIUM
OKO/WSRBLA : LARGE
OKO/WSRXL : EXTRA-LARGE

AVANTAGES

- Disponible en plusieurs tailles
- Double suspension en combinaison avec les verrous **Proximal**, **Summit** et **Low - Pro**.
- Ajustement précis avec une sécurité accrue
- La valve mains libres ou la valve à bouton poussoir sont recommandées afin de soulager la succion lors de l'enfilage et du retrait
- Silicone adhésif inclus



LANYARD

MADE IN
USA

AK BK

Il s'agit d'un verrou **simple, léger et ultra-bas**, qui compense le mouvement de piston.
Comme les autres verrous Coyote, il dispose de plusieurs options de connecteurs pour la fabrication d'une prothèse de membre inférieur.

Le **Lanyard** est segmenté, ce qui facilite le réglage de la longueur. Il se règle très bien à vue.
Utilisable par des patients ayant une activité de 1 à 4.

RÉFÉRENCES

Coyote Lanyard™
avec adaptateur plastique
PSV/COYLANEMBFLEX

Coyote Lanyard™
avec adaptateur aluminium euro
4 trous
PSV/COYLANEURO4TR

Coyote Lanyard™
Lanière et boucle
PSV/COYLANPDLAN

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau d'activité : 1 à 4
- Position ultra basse
- Verrou ultra léger
- Plusieurs options de connecteurs possibles : adaptateurs plastiques ou aluminium
- Compense le mouvement de piston
- Réglage en longueur simple et rapide
- Garantie 2 ans



Adaptateur plastique
PSV/COYLANPDPLAST



Adaptateur aluminium euro
4 trous
PSV/COYLANPDALU4TR