

Colle Rapide Coyote 30 secondes (BLANCHE)

INDICATIONS D'UTILISATIONS

Colle Rapide Coyote Design 30 secondes - Blanche

- Utilisations multiples, y compris la réparation des emboitures.
- Idéal pour fixer les ancres à couler sur les emboitures.
- Mise en place très rapide (30s) sans rétreint.
- Sûre, sans odeur.
- Produit non dangereux, livraison standard.

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de travail : 30 secondes.
- Temps de durcissement complet : 2 minutes.
- Disponible en cartouche de 50cc ou 220cc.
- Colle bi-composant PU

A UTILISER AVEC :

- Pour les cartouche en 50cc:
 - Utiliser le pistolet d'injection **PSV-GLUEGUN**
 - Les buses d'injection **PSV-GLUBU050-20** (lot de 20)



PSV-GLUEGUN



PSV-GLUBU050-20

- Pour les cartouche en 220cc:
 - Utiliser le pistolet d'injection **PSV-GLUEGUN-220**
 - Les buses d'injection **PSV-GLUBU220-12** (lot de 12)



PSV-GLUEGUN220



PSV-GLUBU220-12

Colle Rapide Coyote 60 secondes (CHAIR)



INDICATIONS D'UTILISATIONS

Colle Rapide Coyote Design 60 secondes - Couleur **CHAIR**

- Adhère bien au tissu, au plastique et au métal.
- Mise en place très rapide (60s) sans rétreint.
- Rigide une fois durci (3 minutes).
- Facile à poncer pour un rendu lisse.
- Sûre, sans odeur.
- Produit non dangereux, livraison standard.

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de travail : 60 secondes.
- Temps de durcissement complet : 3 minutes.
- Disponible en cartouche de 50cc ou 220cc.
- Colle bi-composant PU

A UTILISER AVEC :

- Pour les cartouche en 50cc:
 - Utiliser le pistolet d'injection **PSV-GLUEGUN**
 - Les buses d'injection **PSV-GLUBU050-20** (lot de 20)



- Pour les cartouche en 220cc:
 - Utiliser le pistolet d'injection **PSV-GLUEGUN-220**
 - Les buses d'injection **PSV-GLUBU220-12** (lot de 12)



Colle Rapide Coyote 90 secondes (NOIR)



INDICATIONS D'UTILISATIONS

Colle Rapide Coyote Design 90 secondes - Couleur **NOIR**

- Adhère bien au tissu, au plastique et au métal.
- Utilisé pour fixer des composants.
- **Reste flexible une fois durci.**
- Temps de prise plus long sans rétreint.
- Facile à poncer pour un rendu lisse.
- Sûre, sans odeur.
- Produit non dangereux, livraison standard.

CARACTÉRISTIQUES

- **Temps de travail : 90 secondes.**
- Temps de durcissement complet : 7 minutes
- Disponible en cartouche de 50cc ou 220cc.
- Colle bi-composant PU

A UTILISER AVEC :

- Pour les cartouche en **50cc**:
 - Utiliser le pistolet d'injection **PSV-GLUEGUN**
 - Les buses d'injection **PSV-GLUBU050-20** (lot de 20)



- Pour les cartouche en **220cc**:
 - Utiliser le pistolet d'injection **PSV-GLUEGUN-220**
 - Les buses d'injection **PSV-GLUBU220-12** (lot de 12)

