

Mousse Esthétique Fémorale : DAWFLEX™



Indication de Prescription :

- Tout amputé recherchant une mousse esthétique résistante dans le temps et ne modifiant pas les réglages de son genou.

Description du produit :

- La mousse esthétique DAWFLEX™ est une mousse à cellules fermées (donc virtuellement indéchirable). Elle est d'une épaisseur constante de 12 mm et plie librement grâce à ses découpes d'alvéoles en nid d'abeille.

Spécificité du produit :

- Très grande résistance.
- N'interfère pas avec les réglages du genou.
- Ne limite pas la flexion du genou.
- Accès facile au genou.
- Possibilité aisée de connecter un chargeur pour genou électronique au travers des alvéoles.
- Mousse non absorbante.

Matériau

Mousse EVA

Référence

TFC DF




Vue de profil

Vue de face

Comment choisir sa DAWFLEX :

Se reporter au tableau ci-dessous

Côté	Réf. Mousse	Mesure en CM					Bas Esthétique de	
		A	B	C	D	H	Protection	Finition
<u>Taille Enfant:</u>								
G	TFCDFCL	44,5	35,5	30,5	18	79	TCSR24	TCSSB24
D	TFCDFCR	44,5	35,5	30,5	18	79	TCSR24	TCSSB24
<u>Taille Petite:</u>								
G	TFCDFSL	48	38	33	20,5	84	TCSRA35	TCSSA35
D	TFCDFSR	48	38	33	20,5	84	TCSRA35	TCSSA35
<u>Taille Moyenne:</u>								
G	TFCDFML	52	42	37	23	88	TCSRA38	TCSSA38
D	TFCDFMR	52	42	37	23	89	TCSRA38	TCSSA38
<u>Taille Grande:</u>								
G	TFCDFLL	55	44,5	40	25,5	95	TCSRA41	TCSSA41
D	TFCDFLR	55	44,5	40	25,5	95	TCSRA41	TCSSA41
<u>Plaque de Mousse DAWFLEX (pour modification des volumes):</u>								
TFCDF12		91 x 182 x 1,2						



TRCO : Anneau de finition pour l'orifice de la valve (voir page 23).

- DAWFLEX Côté Droit (**R**ight) ou Gauche (**L**eft)
Taille Enfant



Réf. : TFCDFC(R ou L)

- DAWFLEX Côté Droit (**R**ight) ou Gauche (**L**eft)
Taille Petite



Réf. : TFCDFS(R ou L)

- DAWFLEX Côté Droit (**R**ight) ou Gauche (**L**eft)
Taille Moyenne



Réf. : TFCDFM(R ou L)


- DAWFLEX Côté Droit (**R**ight) ou Gauche (**L**eft)
Taille Grande



Réf. : TFCDFL(R ou L)

Photos non contractuelles

- Plaque DAWFLEX de 91 x 182 x 1,2 cm



Réf. : TFCDF12

- Bas de Protection Fémoral Cotelé.
Disponible en trois tailles : 35, 38 ou 41



Réf. : TCSRA(35, 38 ou 41)

- Bas de Revêtement de Finition Fémoral Uni.
Disponible en trois tailles : 35, 38 ou 41



Réf. : TCSSA(35, 38 ou 41)

- Anneau Souple pour Accès à la Valve
dans Mousse Esthétique.



Réf. : TRCO