



TKG4001



GENOU CARBONE À VEROUS / 4 BIELLETTES

Outre toutes les fonctionnalités des **TKG-4000**, ce **TKG-4001** possède un verrou manuel avec commutateur adaptable. Lorsque l'équipe de réadaptation ne peut prédire si un patient apprendra la phase d'oscillation, le verrouillage manuel offre l'option d'un genou verrouillé. En cas de maîtrise de la phase de swing, la serrure peut rester ouverte, offrant ainsi la stabilité d'un genou à quatre barres. Ce composant s'avère également idéal pour les patients actifs qui souhaitent avoir un verrou manuel pour des activités spéciales.

CARACTÉRISTIQUES

- Genou à 4 biellettes
- Matériaux : Carbone
- Poids du patient : 100 kg max
- Type de Connexion : Vis centrale ou 4 vis (entraxe de 36 mm)
- Poids du genou : 710 g
- Centre du genou > Plateau du genou : 9 mm
- Flexion maximum : 110°
- Hauteur Totale : 180 mm
- Garantie : 1 ans

AVANTAGES

- Genou en graphite ultra léger
- Verrou facultatif total à commande par câble
- Excellente stabilité
- Possibilité de rattrapage de jeux sur le système de verrouillage
- Possibilité de bloquer le verrou en position haute
- Axes montés sur roulements à billes étanches
- Extrême fiabilité et longévité
- Assistances d'extension réglables pour le contrôle de phase d'oscillation
- Réglage de la vitesse du rappel par le ressort de rappel à l'extension
- Réglage de la souplesse par les freins d'axes ajustables
- Pour tout amputé recherchant un genou léger, une démarche naturelle et sûre avec la possibilité de verrouiller le genou pour des situations spécifiques
- Possibilité d'esthétique en 2 parties spécialement conçue pour éviter toute interférence avec la flexion du genou
- Garantie : 1 ans

RÉFÉRENCES GENOUX TKG4001

RÉFÉRENCES

GENOU TEH LIN MÉCANIQUE À VEROUILLAGE MANUEL

TKG4001

CONNEXIONS CONSEILLÉES

- Fixation au genou par 4 vis :
- N10A91/T3 : Pyramide mâle en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- N10A91/T2 : 4 vis en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- Ancres à couler spécifiques (fixation par vis centrale):
- TSCKDAL : 3 branches longues en Aluminium réglable en rotation
- TSCKDSL : 3 branches longues en Acier réglable en rotation