



TKG4002



GENOU CARBONE MÉCANIQUE À VERROU FACULTATIF (30°)

Outre toutes les fonctions et les avantages des genoux Teh Lin **TKG-4000**, ce **TKG-4002** en possède un verrou manuel facultatif à 30 ° et son commutateur adaptable. Il est spécialement conçu pour les personnes amputées AK gériatriques et incapables de plier le genou à plus de 30 ° en phase pendulaire. Le verrouillage manuel offre l'option d'un genou bloqué donnant ainsi la stabilité d'un genou à quatre biellettes. Ce composant s'avère également idéal pour les patients actifs souhaitant un verrouillage manuel à 30 ° pour des activités spéciales.

CARACTÉRISTIQUES

- Genou à 4 biellettes
- Matériaux : Carbone
- Poids du patient : 100 kg max
- Centre du genou
> Plateau du genou : 19 mm
- Poids du genou : 680 g
- Type de Connexion : Vis centrale ou 4 vis (entraxe de 36 mm)
- Flexion maximum : 110°
- Hauteur Totale : 180 mm
- Garantie : 1 ans



AVANTAGES

- Genou ultra léger
- Excellente stabilité
- Verrou facultatif limitateur de flexion à 30° à commande par câble
- Possibilité de rattrapage de jeux sur le système de verrouillage
- Possibilité de bloquer le verrou en position haute.
- Extrême fiabilité et longévité
- Axes montés sur roulements à billes étanches
- Réglage de la vitesse du rappel par le ressort de rappel à l'extension.
- Réglage de la souplesse par les freins d'axes ajustables
- Possibilité d'esthétique en 2 parties spécialement conçue pour éviter toute interférence avec la flexion du genou
- Garantie : 1 ans

RÉFÉRENCES GENOUX TKG4002

RÉFÉRENCES

GENOU TEH LIN MÉCANIQUE À VERROU FACULTATIF

TKG4002

CONNEXIONS CONSEILLÉES

- Fixation au genou par 4 vis :
- N10A91/T3 : Pyramide mâle en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- N10A91/T2 : 4 vis en Titane réglable en rotation par une vis de serrage latéral
- Ancres à couler spécifiques (fixation par vis centrale):
- TSCKDAL : 3 branches longues en Aluminium réglable en rotation
- TSCKDSL : 3 branches longues en Acier réglable en rotation