



ARTICULATION MODULAIRE MULTI-USAGE (A.M.M.U)



Articulation spécialement conçue pour la pratique des sports suivants :

Snowboard, ski nautique, skysurf, ski, natation, plongée sous-marine, wakeboard, planche à voile...

Permet une flexion antérieure et postérieure du segment jambier.



A.M.M.U avec 4 vis de réglage de chaque côté

Référence : UPT-NATPF/PF

MATÉRIAU	Titan
POIDS	300 g
HAUTEUR	80 mm
MAX. KG	100 kg



A.M.M.U avec adaptateur de tube et 4 vis de réglages

Référence : UPT-NATMAC/PF

MATÉRIAU	Titan
POIDS	310 g
HAUTEUR	90 mm
MAX. KG	100 kg



Réglage au moyen d'une **Clé Allen** de 10 mm (non fournie).