


PAPIERS TRANSFERT & TISSUS

LES GAMMES :
Streifeneder, Orthotransfer et Prowalk

+ DE 150 MOTIFS DISPONIBLES

En rouleaux de 5 ou 10 m ou en rouleaux de 5 feuilles





ORTHOTRANSFER

INTRODUCTION À LA POSE DES PAPIERS TRANSFERTS ORTOPLAST	4
PAPIERS TRANSFERT	5
OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL AVEC LA POSE DES PAPIERS TRANSFERT.....	12

STREIFENEDER

PAPIERS TRANSFERT	13
TISSUS À STRATIFIER	16

PROWALK

PAPIERS TRANSFERT	18
TISSUS À STRATIFIER	23



OKO Solution le choix des plus grandes marques de l'orthopédie mondiale. **Prothèses, Orthèses, Matériaux, Machines**, une offre unique sur le marché du grand appareillage avec une gamme complète et diversifiée de plus de 10000 références, adaptées à chacune de vos problématiques.

Informations de commandes

Un service de livraison qui prend en charge vos produits le jour même. 80 % des commandes sont livrées en moins de 24 h depuis notre entrepôt. Notre partenariat avec TNT et Chronopost vous assure une fiabilité de livraison en France et dans les DROM-COM.

Toutes les commandes doivent être envoyées par email à commandes@okosolution.com, ou par téléphone au 04 88 19 60 10.

Commandes de papiers transfert : minimum de commande 20 feuilles.



La gamme Orthotransfert

OKO SOLUTION vous présente en **exclusivité une nouvelle gamme de papiers transfert** conçue par notre nouveau partenaire Ortoplast made in Barcelona, la **gamme ORTHOTRANSFER**. Ortoplast a **plus de 30 ans d'expérience** dans le monde des plastiques techniques. Elle a été fondée par Ramon Sambola, chimiste spécialiste des matières plastiques.

«Nous avons commencé à fabriquer nos premières feuilles de plastique dans les années 80. La supervision et la **sélection des meilleures matières premières** de la pétrochimie spécialisée en polyoléfinés, ont été fondamentales pour la famille actuelle de plastiques. Aujourd'hui, notre qualité nous permet de rivaliser avec les grandes entreprises internationales.»

OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL AVEC LES PAPIERS TRANSFERT



Le papier **ORTHOTRANSFER** est d'une épaisseur moyenne.

Il est très facile à manipuler.

Il n'est pas nécessaire d'appliquer un spray de silicone pour faciliter le détachement.

Une finition brillante de la surface est obtenue en appliquant une légère couche de **SPRAY SILICONE** sur le plastique.



MODE D'EMPLOI :


Lorsque le plastique est déjà à sa température 180°C - 190°C,

il faut mettre le papier sur toute la surface du plastique et frotter à plusieurs reprises pour éviter les bulles d'air et les plis sans retirer le papier,

Il faut le remettre au four pendant 20 à 30 secondes.

Et ensuite, retirer le papier.





ABSTRACT 3

OKOPTO-ABST3 (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-ABST310 (L x l): 80 cm x **10 m**



BEARS 4

OKOPTO-BEARS4 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-BEARS410 (L x l): 80 cm x **10 m**



BEE

OKOPTO-BEE (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-BEE10 (L x l): 80 cm x **10 m**



BIG DONUT

OKOPTO-BIGDONUT (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-BIGDONUT10 (L x l): 80 cm x **10 m**



BUTTERFLY

OKOPTO-BUTTERFLY (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-BUTTERFLY10 (L x l): 80 cm x **10 m**



GREEN CAMOUFLAGE

OKOPTO-CAMGREEN (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-CAMGREEN10 (L x l): 80 cm x **10 m**



GREY CAMOUFLAGE

OKOPTO-CAMGREY (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CAMGREY10 (L x l): 80 cm x **10 m**



CARBON

OKOPTO-CARBON (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CARBON10 (L x l): 80 cm x **10 m**



CAR FIVE

OKOPTO-CARFIVE (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CARFIVE10 (L x l): 80 cm x **10 m**



CATS

OKOPTO-CATS (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-CATS10 (L x l): 80 cm x **10 m**



CATS HEAD

OKOPTO-CATSHHEAD (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CATSHHEAD10 (L x l): 80 cm x **10 m**



MANDALA CAT

OKOPTO-CATSMANDA (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CATSMANDA10 (L x l): 80 cm x **10 m**



CATS AND PRINTS

OKOPTO-CATSPRINT (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CATSPRINT10 (L x l): 80 cm x **10 m**



CIRCLES 3

OKOPTO-CIRCLES3 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CIRCLES310 (L x l): 80 cm x **10 m**



CITRUS FRUITS

OKOPTO-CITRUS (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CITRUS10 (L x l): 80 cm x **10 m**



CLOUD 2

OKOPTO-CLOUD2 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CLOUD210 (L x l): 80 cm x **10 m**



CLOUD 3

OKOPTO-CLOUD3 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-CLOUD310 (L x l): 80 cm x **10 m**



COMIC

OKOPTO-COMIC (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-COMIC10 (L x l): 80 cm x **10 m**



DIGITAL MEMORY

OKOPTO-DIGITALMEMO (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-DIGITALM10 (L x l): 80 cm x **10 m**



SMALL DONUT

OKOPTO-DONUT (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-DONUT10 (L x l): 80 cm x **10 m**



DUMBO

OKOPTO-DUMBO (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-DUMBO10 (L x l): 80 cm x **10 m**



ENGRAVINGS

OKOPTO-ENGRAVINGS (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-ENGRAV10 (L x l): 80 cm x **10 m**



FAIRIES

OKOPTO-FAIRIES (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-FAIRIES10 (L x l): 80 cm x **10 m**



FISH KOI

OKOPTO-FISHKOI (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-FISHKOI10 (L x l): 80 cm x **10 m**



FLOWERS 10

OKOPTO-FLOWERS10 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-FLOWERS1010 (L x l): 80 cm x 10 m



FLOWERS 11

OKOPTO-FLOWERS11 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-FLOWERS1110 (L x l): 80 cm x 10 m



FLOWERS 9

OKOPTO-FLOWERS9 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-FLOWERS910 (L x l): 80 cm x 10 m



FOMULA 1

OKOPTO-FORMULA1 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-FORMULA110 (L x l): 80 cm x 10 m



GOLD CHAIN

OKOPTO-GOLDCHAIN (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-GOLDCHAIN10 (L x l): 80 cm x 10 m



GOLDEN VINTAGE

OKOPTO-GOLDEN (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-GOLDEN10 (L x l): 80 cm x 10 m



GRAY SKULLS

OKOPTO-GRAYSKULLS (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-GRAYSKULL10 (L x l): 80 cm x 10 m



GREY BALLS 2

OKOPTO-GREYBALLS2 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-GREYBALL210 (L x l): 80 cm x 10 m



HEARTS 10

OKOPTO-HEARTS10 (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-HEARTS1010 (L x l): 80 cm x 10 m



HEARTS 3

OKOPTO-HEARTS3 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-HEARTS310 (L x l): 80 cm x 10 m



HEARTS 8

OKOPTO-HEARTS8 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-HEARTS810 (L x l): 80 cm x 10 m



HEARTS 9

OKOPTO-HEARTS9 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-HEARTS910 (L x l): 80 cm x 10 m



HEROES

OKOPTO-HEROES (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-HEROES10 (L x l): 80 cm x **10 m**



METAL LABYRINTH

OKOPTO-LABYRMET (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-LABYRMET10 (L x l): 80 cm x **10 m**



MAZE

OKOPTO-MAZE (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-MAZE10 (L x l): 80 cm x **10 m**



MAZE 2

OKOPTO-MAZE2 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-MAZE210 (L x l): 80 cm x **10 m**



COLOR ORNAMENT

OKOPTO-ORN (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-ORN10 (L x l): 80 cm x **10 m**



OXID ORNAMENT

OKOPTO-OXIDORN (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-OXIDORN10 (L x l): 80 cm x **10 m**



PANTHER BLACK

OKOPTO-PANTBLK (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-PANTBLK (L x l): 80 cm x **10 m**



PATCH 4

OKOPTO-PATCH4 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-PATCH410 (L x l): 80 cm x **10 m**



PLANE 2

OKOPTO-PLANE2 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-PLANE210 (L x l): 80 cm x **10 m**



PLANE BALLONS

OKOPTO-PLANEBALL (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-PLANEBALL10 (L x l): 80 cm x **10 m**



PRINTS 2

OKOPTO-PRINTS2 (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-PRINTS210 (L x l): 80 cm x **10 m**



PRINTS 3

OKOPTO-PRINTS3 (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-PRINTS310 (L x l): 80 cm x **10 m**



RABBIT 4

OKOPTO-RABBIT4 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-RABBIT410 (L x l): 80 cm x **10 m**



RED HELICOPTER

OKOPTO-REDHELI (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-REDHELI10 (L x l): 80 cm x **10 m**



SPLASHES OF COLOURS

OKOPTO-SPLASHE (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-SPLASHE10 (L x l): 80 cm x **10 m**



SPLASHES OF COLOURS 2

OKOPTO-SPLASHE2 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-SPLASHE210 (L x l): 80 cm x **10 m**



STARS 2

OKOPTO-STARS2 (L x l): 80cm x 5 m


OKOPTO-STARS210 (L x l): 80 cm x **10 m**



STARS 3

OKOPTO-STARS3 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-STARS310 (L x l): 80 cm x **10 m**



STARS 4

OKOPTO-STARS4 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-STARS410 (L x l): 80 cm x **10 m**



STARS 5

OKOPTO-STARS5 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-STARS510 (L x l): 80 cm x **10 m**



STARS 6

OKOPTO-STARS6 (L x l): 80 cm x 5 m


OKOPTO-STARS610 (L x l): 80 cm x **10 m**



STARS AND FLOWERS

OKOPTO-STARSFLO (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-STARSFLO10 (L x l): 80 cm x **10 m**



STELL CUBES

OKOPTO-STELLCUBE (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-STELLCUBE10 (L x l): 80 cm x **10 m**



ABSTRACT STONE

OKOPTO-STONE (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-STONE10 (L x l): 80 cm x **10 m**



STYLE

OKOPTO-STYLE (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-STYLE10 (L x l): 80 cm x **10 m**



UNICORN 2

OKOPTO-UNICORN2 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-UNICORN210 (L x l): 80 cm x **10 m**



UNICORN 3

OKOPTO-UNICORN3 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-UNICORN310 (L x l): 80 cm x **10 m**



VEHICLES 2

OKOPTO-VEHICLES2 (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-VEHICLES210 (L x l): 80 cm x **10 m**



WATER

OKOPTO-WATER (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-WATER10 (L x l): 80 cm x **10 m**



WORLD

OKOPTO-WORLD (L x l): 80 cm x 5 m

OKOPTO-WORLD10 (L x l): 80 cm x **10 m**



UNE COLLECTION TENDANCE & DESIGN !

Créez votre look

Imaginez un nouveau look pour sublimer vos Orthèses et Prothèses avec les Papiers Transfert et les Tissus Déco. Les matériaux thermoplastiques blancs comme le **polyéthylène (Streifylen RCH 500, RCH 1000)**, le **polypropylène (Streifydur)** et les **copolymères (Streifydur Ortho)** peuvent être habillés de manière attractive. Pour la stratification, de nombreux tissus décoratifs sont disponibles (2 formats : plat ou tubulaire).

OKO Solution vous offre un assortiment varié de motifs originaux pour enfants, adolescents et adultes.

Une diversité de design exceptionnelle en France

Les nombreux papiers transfert colorés présentent une variété de choix qui réjouissent aussi bien les petits que les grands. **De nombreux motifs sont disponibles, du coloré, au floral, en passant par l'original où le très tendance.** Les imprimés comme **l'imitation du jean** ou du **carbon** sont facilement transférables sur de nombreux matériaux synthétiques et offre **un rendu plus vrai que nature.**

La richesse des univers graphiques offre un véritable renouveau de choix pour les techniciens comme pour les utilisateurs.

Tous ces papiers transfert sont distribués en exclusivité par OKO Solution pour la France et les DROM-COM.



PALMERAIE
OKOPTS-PALM



OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL AVEC LES PAPIERS TRANSFERT



Couper le plastique aux dimensions de votre positif et le chauffer dans le four (ref : N51M13) conformément aux instructions de votre fournisseur, jusqu'à ce qu'il soit cuit à cœur.



Avant de placer votre feuille de papier transfert sur votre plastique en fusion, nous recommandons - *surtout pour tous les motifs avec un grand fond blanc* - de pulvériser la surface de votre plastique avec un spray silicone (ex : N116P11). Cela augmentera l'intensité des couleurs et permettra un décollage plus aisé de votre feuille.



Placer votre feuille prédécoupée sur votre plastique chaud et la lisser afin d'éviter tout pli. Le transfert du papier sur le plastique prend de 20 à 30 secondes, en fonction des matériaux. Afin de conserver la température de traitement recommandée, remettre la plaque dans le four pendant le transfert.




- **Lorsque vous commencez le processus de transfert, utilisez toujours les gants de protection thermique.** (ref : N12P12 ou N12P13).
- **Le meilleur résultat de couleur sera atteint à la température maximale indiquée.** Veuillez noter que la couleur peut varier en fonction du matériau utilisé.
- **Lorsque vous utilisez du Streifydur® Ortho avec les papiers transfert, nous vous recommandons toujours d'utiliser le spray silicone (N116P11), afin d'obtenir des couleurs plus denses. Les papiers transfert pourront être retirés après 20 secondes. Plus d'informations sur le travail du Streifydur® Ortho sont disponibles sur le site : www.streifeneder.com/op/service/videos**



BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-BLEU



BOIS DE PALISSANDRE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-BOISPAL



BRUN

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-BRUN




BUTTERFLIES

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-BUTTERFLIES



CAMOUFLAGE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-CAMVERT



CARBON

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-CARBON



CARRÉS VERTS*

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-CARVERT



DINOSAURE COULEUR

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-DINOS



HAWAIIANA

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-HAWAIIANA



JEAN BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-JEANSBL



LICORNE ROSE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-LICORN2



MARINE FOND BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-MARBL




MARINE FOND BLANC

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-MARWH



NATURE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-NATURE



NOIR

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-NOIR




PALMERAIE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-PALM



PINUP

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-PINUP



PEAU

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-SKIN



ROBOT

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-ROBOT



ROUGE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-ROUGE



TATOO NOIR

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-TATOOBLK



TRAVEL

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-TRAVEL



UNIVERS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-UNIVERS



VAGUES BLEUES


Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPTS-VAGBL



ZÈBRE ROSE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPTS-ZEBRA






CARBON 2D (TISSU À PLAT)

Dimension (Lxl): 1x1,6m

OKOTIS-CARBON2D1M

PERSONNALISEZ VOS ORTHÈSES ET PROTHÈSES

Les avantages du Colouring Paper et des matériaux de laminage Prowalk:



RESTEZ FLEXIBLE

Le papier transfert et les tissus à stratifier sont disponibles en petites quantités de commande à partir d'un mètre linéaire, ce qui vous permet de composer les designs de votre choix en toute flexibilité.

UNE QUESTION DE GOÛT

Des designs monochromes aux étoiles et aux imprimés cools, en passant par les imprimés animaliers, les licornes et les dinos, il y en a pour tous les goûts, des plus grands aux plus petits.

FACILE À MANIPULER

La grande stabilité du Colouring Paper facilite la découpe et la pression sur le plastique, ainsi que le retrait à nouveau.

BONNE DURABILITÉ

Les designs sont imprimés sur du papier certifié FSC, issu de manière responsable de la gestion durable des forêts.

L'EXPÉRIENCE PORTE SES FRUITS

Cela fait maintenant 30 ans que nous mettons de la couleur dans la technique orthopédique grâce à nos matériaux !



AQUARELL DOTS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-AQUAR



FUNKY CAMO

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-FUNCAM




LOLLIPOP

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-LOLLIP



SLEEPY PANDA

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-PANDA




APPS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-APPS




CAMOUFLAGE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-CAMOUF



CARBON

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-CARBON



CARBON PLUS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-CARBONPLUS



CIEL NUIT

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-CIELNUIT



COEURS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-COEURS




COSMOS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-COSMOS



COEUR DE ROSES


Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOPT-CROSE



CRUNCH

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-CRUNCH



DINO BLEU

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m


OKOPT-DINOBL



DINO WHITE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m


OKOPT-DINOWH



ROULER VOLER HELICO

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-FDHEL



ROULER VOLER JET

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-FDJET



FÉE PRINCESSE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-FEEPRINCE



FLOWER PROWER

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-FLPOWER



FOOT BLEU VERT JAUNE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-FOOTBVJ



FOOT FRANCE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m


OKOPT-FOOTFR



FOOT NOIR ROUGE JAUNE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-FOOTNRJ



FX 2E GÉNÉRATION

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-FX2



GOUTTE D'EAU VERT

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-GOUTVERT



AGE DE GLACE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-ICEBL



JEAN

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-JEAN



KARIBIK BAY

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-KARIBIK



LAVE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-LAVE



LÉOPARD

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-LEOPARD



LICORNE

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m


OKOPTS-LICORNE



MANHATTAN

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-MANHAT



NEPTUNE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-NEPTUNE



PAPILLONS ÉTÉ

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m


OKOPT-PAPIETE



PAPILLONS HIVER

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-PAPIHIVER



POISSON

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m


OKOPT-POISSON



PUNK

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-PUNK



ROUGE ORANGE GRIS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-ROG



PEAU BLEUE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-SKINBL



SMILEY

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-SMILEY



STARTLIGHT

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m


OKOPT-STLIGHT



TAT O O

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-TATOO



TATOO LOVE/ROCK

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-TATOOLOVE



TORNADO

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-TORNADO



USA

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m


OKOPT-USA



WONDER WOMAN VERT

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-WWW



ZEBRE

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-ZEBRE



BLEU UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-UNIBLEU



BRONZÉ UNIFORME

Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-UNIBRONZE

**BRUN UNIFORME**

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-UNIBRUN

**JAUNE UNIFORME**


Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-UNIJAUNE

**NOIR UNIFORME**


Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-UNINOIR

**PEAU UNIFORME**

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-UNIPEAU

**ROSE UNIFORME**


Dimensions (L x l): 1 x 1.5

m OKOPT-UNIROSE

**ROUGE UNIFORME**


Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m

OKOPT-UNIROUGE

**VIOLET UNIFORME**


Dimensions (L x l): 1 x 1.6 m

OKOPT-UNIVIOLET




APP'S

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-APPS




CAMOUFLAGE

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-CAMOUF



CARBON

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-CARBON



CARBON PLUS

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-CARBONPLUS



CIEL NUIT

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-CIELNUIT




COEURS

Dimensions (L x l): 1 x 1.5 m
OKOTI-COEURS



COEUR DE ROSE

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-CROSE



GOUTTES D'EAU VERT

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-GOUTVER



AGE DE GLACE

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-ICEBL



JEAN

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-JEAN



LAVE

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-LAVE



FLOWER POWER

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-FLPOWER



PAPILLONS HIVER

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-PAPIHIVER




POISSON

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-POISSON



PEAU BLEUE

Dimensions (L x l): 1 x 1,5 m
OKOTI-SKINBL




ROUGE ORANGE GRIS

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-ROG



ROULER VOLER JET

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-FDJET



ROULER VOLER HELICO

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-FDHEL



TATOU

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-TA00



TORNADO

Dimension (Largeur 1,5 m)
OKOTI-TORNADO



OKO
OKO SOLUTION
DÉNICHEUR OFFICIEL D'INNOVATIONS

Distributeur Exclusif de 142 modèles de la gamme Orthotransfer de
chez Ortoplast, Streifeneder et Prowalk en France et DROM-COM
Rousset Parc II - 157, avenue Gaston Imbert - 13790 ROUSSET - FRANCE

Tél : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com | www.okosolution.fr
©Copyright 2025, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 25/02/2025